

## ПЕРЕЧЕНЬ

машин, оборудования и других материально-технических средств, приобретаемых за счет технического содействия в виде денежных средств

в рамках Соглашения между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками от 25 августа 1981 года на основании протокола переговоров между Федеральным агентством по рыболовству и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками в 2020 году от 15 мая 2020 года подведомственным Росрыболовству организациям

№ п/п	Наименование машин, оборудования и других материально-технических средств	Ед. изм.	Кол- во	ОКПД2	Описание объекта закупки	Обоснование для получения машин и оборудования	Адрес поставки
1	Термостат ТСО-1/80 СПУ Смоленское СКТБ СПУ	шт.	1	28.29.60.000	Объем рабочей камеры 80 л. Диапазон регулируемых температур +5...+60 °C Дискретность задания температуры 0,1 °C Точность поддержания температуры в рабочем режиме 0,5 °C Время установления рабочего режима 3 ч Напряжение сети, 220 ±10% В / Частота 50 ±1% Гц Максимальная потребляемая мощность не более 500 Вт Габаритные размеры рабочей камеры 395x490x390 мм Габаритные размеры термостата 625x935x530 мм Аттестат на оборудование, протокол первичной аттестации, копия программы и методики аттестации.	Для поддержания стабильной температуры при определении показателей качества среды обитания ВБР, а также для выполнения требований аттестованных методик к хранению ГСО, реактивов и проб.	Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» «СахНИРО» 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 196
1	Шкаф сушильный ED56 Binder	шт.	1	28.21.13.110	Диапазон температур: от +5°C выше температуры окружающей среды до 300°C Рабочий объем камеры: 57 л Габариты внутренней камеры (ВхГхШ), мм: 420 x 380 x 360 Размеры корпуса без приспособлений и соединительных элементов (ВхГхШ), мм: 625 x 565 x 560 Время нагрева до 150°C, мин: 50 Количество полок, станд/макс: 2/4 Вес в порожнем состоянии: 39 кг. Паспорт на русском языке. Аттестат на оборудование, протокол первичной аттестации, копия программы и методики аттестации.	Необходим для сушки и обеззараживания вымытой лабораторной посуды.	Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» «СахНИРО» 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 196